


表情を隠さない防曇透明マスク

# ルカミィ®

## 'Lookatme'

特許取得商品

【発明の名称】透明マスク



(税別)

800円

- ◎ルカミィは透明部に特殊な化学的防曇処理をした硬質セルロースフィルムを使用しています。
- ◎防曇スプレーを塗布した一般の防曇フィルムは何回か使用したり拭き取ると防曇性能が落ちてくるのに対し、ルカミィは繰り返し使用しても、拭き取っても高い防曇性能が持続します。
- ◎ルカミィは自然のウェットマスクです。装着中にマスクの内部は湿度が上昇します。この時、薄い水の皮膜の結露が発生して防曇性が現れます。この湿度がウイルスを不活性化します。

ルカミィの紹介動画はこちら▶



ルカミィ (専用ケースセット)

1,000円(税別)



商品の  
サイズ  
と材質

- ・マスクサイズ: 約17×12cm (フィルム部)
- ・ケースサイズ: 約15×12.5cm
- ・マスク材質: 防曇フィルム、不織布、ゴム
- ・ストッパー材質: プラスチック
- ・ケース材質: 合成皮革

## ご購入いただいたお客様の声

鼻のところまでフィルムが  
密着するため、フェイスガードより  
飛沫防止になり安全そう。  
(医療関係)

子供と接する事が多いので、  
子供たちに自分の顔が見えたほうが  
安心と思った。  
(保育園)

クリアフィルムで  
顔の表情が見えるため、  
普段通りの対応ができた。  
(飲食業)

ろう者は、相手の口の動きを  
読み取って理解しているため、クリアフィルム  
で顔の表情も口の動きもよく伝わった。  
(手話通訳)

専用ケースがあって、  
持ち運びがとても便利。  
(OL)

今後、ファッション性に  
期待をしています。  
(接客業)

クリアフィルムが曇らず、  
顎の部分が布だから呼吸が楽。  
(介護関係)

## ルカミィご使用上の注意点

- ルカミィは使用後、洗って頂ければ繰り返しお使い頂けるマスクです。
- 壊れたら新しいマスクに取り替えてください。
- 不織布は手洗い後、十分に乾かしてからお使いください。
- 透明フィルムは中性洗剤を使用しないでください。中性洗剤を使用すると防曇効果が弱くなります。
- 使用を中断または終える際は、手洗いし清潔にしてからケース(別売)に入れて保管してください。
- 強い衝撃を与えないで下さい。破損の原因となります。
- 使用中に皮膚に異常が発生した場合は、すぐにご使用をおやめください。
- 呼吸で透明フィルム内側が濡れることがあります。その場合は乾いた布で優しく拭き取ってください。
- 持ち運びの際はポケットに入れたり、折り曲げたりしないでください。破損の原因になります。
- 持ち運びや保管は専用のケースに入れることをおすすめします。
- 小さなお子様の手の届かない場所で保管してください。
- ご使用中に息のしづらさ、暑さを感じた時は一度外してください。

株式会社 栄商会

静岡県浜松市東区神立町 116-5  
TEL(053)464-0601/FAX(053)464-0616  
URL <https://www.sakae-firm.co.jp>  
E-mail [sales@sakae-firm.co.jp](mailto:sales@sakae-firm.co.jp)  
SHOP <https://www.megane-case.com/>

